

ПЛАСТИНЫ С УГЛОВОЙ СТАБИЛЬНОСТЬЮ



Пластина ЛТМ Т-образная
косая с угловой стабильностью
правая/левая



ПОД ВИНТЫ

2,0 / 2,3 / 2,7

5.500.003 П/Л  46x26x2 мм 3 отв.

5.500.103 П/Л  46x29x2 мм 3 отв.

5.500.203 П/Л  46x32x2 мм 3 отв.

5.500.004 П/Л  55x26x2 мм 4 отв.

5.500.104 П/Л  55x29x2 мм 4 отв.

5.500.204 П/Л  55x32x2 мм 4 отв.

5.500.005 П/Л  64x26x2 мм 5 отв.

5.500.105 П/Л  64x29x2 мм 5 отв.

5.500.205 П/Л  64x32x2 мм 5 отв.

5.500.006 П/Л  73x26x2 мм 6 отв.

5.500.106 П/Л  73x29x2 мм 6 отв.

5.500.206 П/Л  73x32x2 мм 6 отв.

5.500.007 П/Л  82x26x2 мм 7 отв.

5.500.107 П/Л  82x29x2 мм 7 отв.

5.500.207 П/Л  82x32x2 мм 7 отв.





Пластина Т-образная малая с угловой стабильностью



ПОД ВИНТЫ

3,5

5.501.03 П/Л  50x10x2 мм 3 отв.

5.501.05 П/Л  74x10x2 мм 5 отв.

5.501.04 П/Л  62x10x2 мм 4 отв.

5.501.06 П/Л  86x10x2 мм 6 отв.



Пластина Т-образная малая косая с угловой стабильностью правая/левая



ПОД ВИНТЫ

3,5

5.502.03 П/Л  52x10x2 мм 3 отв.

5.502.05 П/Л  74x10x2 мм 5 отв.

5.502.04 П/Л  63x10x2 мм 4 отв.

5.502.06 П/Л  86x10x2 мм 6 отв.





**Пластина Т-образная малая
дистальная с угловой
стабильностью правая/левая**



ПОД ВИНТЫ
2,3 / 2,7

5.503.03 П/Л  47x8x2 мм 3 отв.

5.503.05 П/Л  65x8x2 мм 5 отв.

5.503.04 П/Л  56x8x2 мм 4 отв.



**Пластина для лучевой кости
с угловой стабильностью
правая/левая**



ПОД ВИНТЫ
2,4 / 3,5

5.504.04 П/Л  76x10x2,8 мм 4 отв.

5.504.06 П/Л  104x10x2,8 мм 6 отв.

5.504.05 П/Л  90x10x2,8 мм 5 отв.

5.504.07 П/Л  118x10x2,8 мм 7 отв.





**Пластина для лучевой кости
с угловой стабильностью
правая/левая**



ПОД ВИНТЫ

2,4 / 2,7

5.505.03 П/Л  61x10x2мм 7+3 отв.

5.505.05 П/Л  83x10x2 мм 7+5 отв.

5.505.04 П/Л  72x10x2 мм 7+4 отв.

5.505.06 П/Л  94x10x2 мм 7+6 отв.



**Пластина для лучевой кости
с угловой стабильностью
правая/левая**



ПОД ВИНТЫ

2,4 / 2,7

5.506.03 П/Л  59x10x2мм 5+3 отв.

5.506.05 П/Л  81x10x2 мм 5+5 отв.

5.506.04 П/Л  70x10x2 мм 5+4 отв.

5.506.06 П/Л  81x10x2 мм 5+6 отв.





**Пластина для дистального
отдела лучевой кости
с угловой стабильностью
правая/левая**



ПОД ВИНТЫ

2,5 / 3,5

5.507.03 П/Л  66x11x2 мм 3 отв.

5.507.06 П/Л  105x11x2 мм 6 отв.

5.507.04 П/Л  79x11x2 мм 4 отв.

5.507.07 П/Л  118x11x2 мм 7 отв.

5.507.05 П/Л  92x11x2 мм 5 отв.



**Пластина S-образная
клавикулярная (ключичная)
с угловой стабильностью
правая/левая**



ПОД ВИНТЫ

3,5

5.508.08 П/Л  98x10x2,8 мм 8 отв.





**Пластина S-образная
реконструктивная с угловой
стабильностью правая/левая**



ПОД ВИНТЫ

3,5

5.509.06 П/Л  94x10x3 мм 6 отв.

5.509.07 П/Л  110x10x3 мм 7 отв.

5.509.08 П/Л  120x10x3 мм 8 отв.

5.509.09 П/Л  130x10x3 мм 9 отв.

5.509.10 П/Л  140x10x3 мм 10 отв.





Пластина S-образная
клавикулярная (ключичная)
с угловой стабильностью
правая/левая



ПОД ВИНТЫ

3,5

5.511.06 П/Л  67x10x3 мм 6 отв.

5.511.07 П/Л  80x10x3 мм 7 отв.

5.511.08 П/Л  95x10x3 мм 8 отв.

5.511.09 П/Л  110x10x3 мм 9 отв.

5.511.10 П/Л  122x10x3 мм 10 отв.

5.511.12 П/Л  147x10x3 мм 12 отв.





Пластина реконструктивная
с латеральным расширением
с угловой стабильностью
правая/левая



ПОД ВИНТЫ

2,5 / 3,5

5.512.03 П/Л  68x10,5x3 мм 3 отв.

5.512.04 П/Л  82x10,5x3 мм 4 отв.

5.512.05 П/Л  95x10,5x3 мм 5 отв.

5.512.06 П/Л  109x10,5x3 мм 6 отв.

5.512.07 П/Л  124x10,5x3 мм 7 отв.

5.512.08 П/Л  136x10,5x3 мм 8 отв.





**Пластина крючковидная
с угловой стабильностью
для левой и правой ключицы**



ПОД ВИНТЫ

3,5

h КРЮЧКА

15,18

5.513.04 П/Л  87x11x3,5 мм 4 ОТВ.

5.513.05 П/Л  98x11x3,5 мм 5 ОТВ.

5.513.06 П/Л  109x11x3,5 мм 6 ОТВ.

5.513.07 П/Л  120x11x3,5 мм 7 ОТВ.

5.513.08 П/Л  131x11x3,5 мм 8 ОТВ.

5.513.09 П/Л  142x11x3,5 мм 9 ОТВ.





Пластина крючковидная
реконструктивная с угловой
стабильностью для левой
и правой ключицы



ПОД ВИНТЫ

3,5

h КРЮЧКА

15,18

5.514.04 П/Л  87x11x3,5 мм 4 отв.

5.514.05 П/Л  98x11x3,5 мм 5 отв.

5.514.06 П/Л  109x11x3,5 мм 6 отв.

5.514.07 П/Л  120x11x3,5 мм 7 отв.

5.514.08 П/Л  131x11x3,5 мм 8 отв.

5.514.09 П/Л  142x11x3,5 мм 9 отв.





**Пластина Т-образная
для шейки плеча с угловой
стабильностью**



ПОД ВИНТЫ

3,5

5.515.03  61x13x3 мм 3 ОТВ.

5.515.04  73x13x3 мм 4 ОТВ.

5.515.05  85x13x3 мм 5 ОТВ.

5.515.06  97x13x3 мм 6 ОТВ.

5.515.07  109x13x3 мм 7 ОТВ.


5.515.08  121x13x3 мм 8 ОТВ.

5.515.09  133x13x3 мм 9 ОТВ.

5.515.10  145x13x3 мм 10 ОТВ.

5.515.11  157x13x3 мм 11 ОТВ.

5.515.12  169x13x3 мм 12 ОТВ.





Пластина Т-образная для плечевой кости с угловой стабильностью



ПОД ВИНТЫ

3,5

5.516.03  87x11x4 мм 3 отв.

5.516.04  100x11x4 мм 4 отв.

5.516.05  113x11x4 мм 5 отв.

5.516.06  126x11x4 мм 6 отв.

5.516.07  139x11x4 мм 7 отв.

5.516.08  152x11x4 мм 8 отв.


5.516.09  165x11x4 мм 9 отв.

5.516.10  178x11x4 мм 10 отв.

5.516.11  191x11x4 мм 11 отв.

5.516.12  204x11x4 мм 12 отв.

5.516.14  230x11x4 мм 14 отв.





Пластина Т-образная PHILOS для проксимального отдела плеча с угловой стабильностью



ПОД ВИНТЫ

3,5

5.517.03  90x12x4 мм 3 отв.

5.517.04  102x12x4 мм 4 отв.

5.517.05  114x12x4 мм 5 отв.

5.517.06  126x12x4 мм 6 отв.

5.517.07  138x12x4 мм 7 отв.

5.517.08  150x12x4 мм 8 отв.

5.517.09  162x12x4 мм 9 отв.

5.517.10  174x12x4 мм 10 отв.

5.517.12  198x12x4 мм 12 отв.

5.517.14  222x12x4 мм 14 отв.





Пластина реконструктивная с угловой стабильностью



ПОД ВИНТЫ

3,5

5.518.06  85x10x2,5 мм 6 отв.

5.518.07  99x10x2,5 мм 7 отв.

5.518.08  113x10x2,5 мм 8 отв.

5.518.09  127x10x2,5 мм 9 отв.

5.518.10  141x10x2,5 мм 10 отв.

5.518.11  155x10x2,5 мм 11 отв.

5.518.12  169x10x2,5 мм 12 отв.

5.518.13  183x10x2,5 мм 13 отв.

5.518.14  197x10x2,5 мм 14 отв.

5.518.16  225x10x2,5 мм 16 отв.





Пластина для локтевого
отростка с угловой
стабильностью правая/левая



ПОД ВИНТЫ

3,5

5.519.02 П/Л  86x10x3 мм 2 ОТВ.

5.519.03 П/Л  99x10x3 мм 3 ОТВ.

5.519.04 П/Л  112x10x3 мм 4 ОТВ.

5.519.05 П/Л  125x10x3 мм 5 ОТВ.

5.519.06 П/Л  138x10x3 мм 6 ОТВ.

5.519.07 П/Л  151x10x3 мм 7 ОТВ.

5.519.08 П/Л  164x10x3 мм 8 ОТВ.

5.519.09 П/Л  177x10x3 мм 9 ОТВ.

5.519.10 П/Л  190x10x3 мм 10 ОТВ.





Пластина дистальная плечевая
дорсолатеральная с опорой
с угловой стабильностью
правая/левая



ПОД ВИНТЫ

3,5 / 4,0

5.520.04 П/Л  78x11x3 мм 4 отв.

5.520.05 П/Л  91x11x3 мм 5 отв.

5.520.06 П/Л  104x11x3 мм 6 отв.

5.520.07 П/Л  117x11x3 мм 7 отв.

5.520.08 П/Л  130x11x3 мм 8 отв.

5.520.09 П/Л  143x11x3 мм 9 отв.

5.520.10 П/Л  156x11x3 мм 10 отв.



**Пластина дистальная плечевая
медиальная с угловой
стабильностью правая/левая**



ПОД ВИНТЫ

2,7 / 3,5 / 4,0

5.521.03 П/Л  58x11x3,5 мм 3 отв.

5.521.04 П/Л  71x11x3,5 мм 4 отв.

5.521.05 П/Л  84x11x3,5 мм 5 отв.

5.521.06 П/Л  97x11x3,5 мм 6 отв.

5.521.07 П/Л  110x11x3,5 мм 7 отв.

5.521.08 П/Л  123x11x3,5 мм 8 отв.

5.521.09 П/Л  136x11x3,5 мм 9 отв.

5.521.10 П/Л  149x11x3,5 мм 10 отв.






Пластина 1/4 трубчатые
с угловой стабильностью



ПОД ВИНТЫ

2,3 / 2,4 / 2,5

5.522.04		31x8x2 мм	4 отв.
5.522.05		39x8x2 мм	5 отв.
5.522.06		47x8x2 мм	6 отв.
5.522.07		55x8x2 мм	7 отв.
5.522.08		63x8x2 мм	8 отв.
5.522.09		71x8x2 мм	9 отв.
5.522.10		79x8x2 мм	10 отв.
5.522.11		87x8x2 мм	11 отв.
5.522.12		95x8x2 мм	12 отв.





Пластина 1/3 трубчатые с угловой стабильностью



ПОД ВИНТЫ

3,5

5.523.04  49x10x2 мм 4 отв.

5.523.05  61x10x2 мм 5 отв.

5.523.06  73x10x2 мм 6 отв.

5.523.07  85x10x2 мм 7 отв.


5.523.08  97x10x2 мм 8 отв.

5.523.09  109x10x2 мм 9 отв.

5.523.10  121x10x2 мм 10 отв.

5.523.11  133x10x2 мм 11 отв.

5.523.12  145x10x2 мм 12 отв.






**Пластина латеральная
дистальная для малоберцовой
кости с угловой стабильностью
правая/левая**



ПОД ВИНТЫ

2,3 / 2,4 / 2,5 / 3,5

5.524.03 П/Л		78x10x2 мм	3 отв.
5.524.04 П/Л		91x10x2 мм	4 отв.
5.524.05 П/Л		104x10x2 мм	5 отв.
5.524.06 П/Л		117x10x2 мм	6 отв.
5.524.07 П/Л		130x10x2 мм	7 отв.
5.524.08 П/Л		143x10x2 мм	8 отв.
5.524.09 П/Л		156x10x2 мм	9 отв.
5.524.10 П/Л		169x10x2 мм	10 отв.



Пластина для дистального
отдела малоберцовой кости
с угловой стабильностью
правая/левая



ПОД ВИНТЫ

3,5

5.525.05 П/Л		85x9x2,5 мм	4+5 отв.
5.525.06 П/Л		97x9x2,5 мм	4+6 отв.
5.525.07 П/Л		109x9x2,5 мм	4+7 отв.
5.525.08 П/Л		121x9x2,5 мм	4+8 отв.
5.525.09 П/Л		133x9x2,5 мм	4+9 отв.
5.525.10 П/Л		145x9x2,5 мм	4+10 отв.
5.525.11 П/Л		157x9x2,5 мм	4+11 отв.





Пластина прямая для плеча
и предплечья с угловой
стабильностью



ПОД ВИНТЫ

3,5

5.526.06  83x11x4 мм 6 отв.

5.526.07  97x11x4 мм 7 отв.

5.526.08  110x11x4 мм 8 отв.

5.526.09  124x11x4 мм 9 отв.

5.526.10  137x11x4 мм 10 отв.

5.526.11  151x11x4 мм 11 отв.

5.526.12  165x11x4 мм 12 отв.




Пластина малая прямая
с угловой стабильностью




ПОД ВИНТЫ

3,5

5.527.06		84x11x3,5 мм	6 отв.
5.527.07		96x11x3,5 мм	7 отв.
5.527.08		108x11x3,5 мм	8 отв.
5.527.09		120x11x3,5 мм	9 отв.
5.527.10		132x11x3,5 мм	10 отв.
5.527.11		144x11x3,5 мм	11 отв.
5.527.12		156x11x3,5 мм	12 отв.





Пластина узкая прямая с угловой стабильностью



ПОД ВИНТЫ

3,5

5.528.06  90x12x4 мм 6 ОТВ.

5.528.07  103x12x4 мм 7 ОТВ.

5.528.08  116x12x4 мм 8 ОТВ.

5.528.09  129x12x4 мм 9 ОТВ.

5.528.10  142x12x4 мм 10 ОТВ.

5.528.11  155x12x4 мм 11 ОТВ.

5.528.12  168x12x4 мм 12 ОТВ.

5.528.13  181x12x4 мм 13 ОТВ.

5.528.14  194x12x4 мм 14 ОТВ.



Пластина узкая прямая
с угловой стабильностью



ПОД ВИНТЫ

5,0

5.529.05  108x13x4,5 мм 5 ОТВ.

5.529.06  128x13x4,5 мм 6 ОТВ.

5.529.07  148x13x4,5 мм 7 ОТВ.


5.529.08  168x13x4,5 мм 8 ОТВ.

5.529.09  188x13x4,5 мм 9 ОТВ.

5.529.10  208x13x4,5 мм 10 ОТВ.

5.529.11  228x13x4,5 мм 11 ОТВ.

5.529.12  248x13x4,5 мм 12 ОТВ.





Пластина малая прямая
комбинированная
с угловой стабильностью



ПОД ВИНТЫ
3,5 / 5,0

5.530.08  119x14x4,5 мм 8 ОТВ.

5.530.09  137x14x4,5 мм 9 ОТВ.

5.530.10  155x14x4,5 мм 10 ОТВ.


5.530.11  173x14x4,5 мм 11 ОТВ.

5.530.12  191x14x4,5 мм 12 ОТВ.

5.530.13  209x14x4,5 мм 13 ОТВ.

5.530.14  227x14x4,5 мм 14 ОТВ.

5.530.15  245x14x4,5 мм 15 ОТВ.





**Пластина узкая метафизарная
с угловой стабильностью
правая/левая**



ПОД ВИНТЫ
3,5 / 5,0

5.531.04 П/Л  128x13,5x4 мм 4+4 отв.

5.531.05 П/Л  146x13,5x4 мм 4+5 отв.

5.531.06 П/Л  164x13,5x4 мм 4+6 отв.

5.531.07 П/Л  182x13,5x4 мм 4+7 отв.

5.531.08 П/Л  200x13,5x4 мм 4+8 отв.

5.531.09 П/Л  218x13,5x4 мм 4+9 отв.

5.531.10 П/Л  236x13,5x4 мм 4+10 отв.

5.531.12 П/Л  272x13,5x4 мм 4+12 отв.





Пластина "Лист Клевера" с угловой стабильностью



ПОД ВИНТЫ

3,5 / 5,0

5.532.04  107x14x4,5 мм 4 ОТВ.

5.532.05  125x14x4,5 мм 5 ОТВ.


5.532.06  144x14x4,5 мм 6 ОТВ.


5.532.07  162x14x4,5 мм 7 ОТВ.

5.532.08  179x14x4,5 мм 8 ОТВ.

5.532.09  197x14x4,5 мм 9 ОТВ.

5.532.10  215x14x4,5 мм 10 ОТВ.





**Пластина широкая прямая
с угловой стабильностью
18x6 мм**



ПОД ВИНТЫ

5,0

5.533.06  112x18x6,0 мм 6 ОТВ.

5.533.07  130x18x6,0 мм 7 ОТВ.

5.533.08  148x18x6,0 мм 8 ОТВ.

5.533.09  166x18x6,0 мм 9 ОТВ.

5.533.10  184x18x6,0 мм 10 ОТВ.


5.533.11  202x18x6,0 мм 11 ОТВ.

5.533.12  220x18x6,0 мм 12 ОТВ.

5.533.13  238x18x6,0 мм 13 ОТВ.

5.533.14  256x18x6,0 мм 14 ОТВ.





Пластина широкая прямая
с угловой стабильностью
18x7,5



ПОД ВИНТЫ

5,0

5.534.08  156x18x7,5мм 8 отв.

5.534.09  174x18x7,5 мм 9 отв.

5.534.10  192x18x7,5 мм 10 отв.

5.534.11  210x18x7,5 мм 11 отв.

5.534.12  228x18x7,5 мм 12 отв.

5.534.13  246x18x7,5 мм 13 отв.

5.534.14  264x18x7,5 мм 14 отв.





**Пластина широкая прямая
с угловой стабильностью
18x7,5**




ПОД ВИНТЫ

5,0

5.535.06		135x18x7,5 мм	6 ОТВ.
5.535.07		155x18x7,5 мм	7 ОТВ.
5.535.08		175x18x7,5 мм	8 ОТВ.
5.535.09		195x18x7,5 мм	9 ОТВ.
5.535.10		215x18x7,5 мм	10 ОТВ.
5.535.11		235x18x7,5 мм	11 ОТВ.
5.535.12		255x18x7,5 мм	12 ОТВ.
5.535.13		275x18x7,5 мм	13 ОТВ.
5.535.14		295x18x7,5 мм	14 ОТВ.
5.535.16		335x18x7,5 мм	16 ОТВ.





**Пластина тибральная
дистальная медиальная
с угловой стабильностью
правая/левая**



ПОД ВИНТЫ
3,5 / 4,0

5.537.04 П/Л		109x14x4 мм	4 ОТВ.
5.537.05 П/Л		122x14x4 мм	5 ОТВ.
5.537.06 П/Л		135x14x4 мм	6 ОТВ.
5.537.07 П/Л		148x14x4 мм	7 ОТВ.
5.537.08 П/Л		161x14x4 мм	8 ОТВ.
5.537.09 П/Л		174x14x4 мм	9 ОТВ.
5.537.10 П/Л		187x14x4 мм	10 ОТВ.
5.537.12 П/Л		213x14x4 мм	12 ОТВ.
5.537.14 П/Л		239x14x4 мм	14 ОТВ.





Пластина проксимальная
дорсомедиальная
для большеберцовой кости
с угловой стабильностью




ПОД ВИНТЫ

3,5

5.536.01		69x12x3,6 мм	3+1+1 ОТВ.
5.536.02		79x12x3,6 мм	3+1+2 ОТВ.
5.536.03		92x12x3,6 мм	3+1+3 ОТВ.
5.536.04		105x12x3,6 мм	3+1+4 ОТВ.
5.536.05		118x12x3,6 мм	3+1+5 ОТВ.
5.536.06		131x12x3,6 мм	3+1+6 ОТВ.
5.536.07		144x12x3,6 мм	3+1+7 ОТВ.
5.536.08		157x12x3,6 мм	3+1+8 ОТВ.
5.536.09		170x12x3,6 мм	3+1+9 ОТВ.
5.536.10		183x12x3,6 мм	3+1+10 ОТВ.






**Пластина дистальная
медиальная с угловой
стабильностью правая/левая**



ПОД ВИНТЫ

3,5

5.538.04 П/Л		116x11x4,7 мм	4 ОТВ.
5.538.05 П/Л		129,5x11x4,7 мм	5 ОТВ.
5.538.06 П/Л		143x11x4,7 мм	6 ОТВ.
5.538.07 П/Л		156,5x11x4,7 мм	7 ОТВ.
5.538.08 П/Л		170x11x4,7 мм	8 ОТВ.
5.538.09 П/Л		183,5x11x4,7 мм	9 ОТВ.
5.538.10 П/Л		197x11x4,7 мм	10 ОТВ.
5.538.12 П/Л		224x11x4,7 мм	12 ОТВ.
5.538.14 П/Л		251x11x4,7 мм	14 ОТВ.





**Пластина медиальная
мышцелковая с угловой
стабильностью правая/левая**



ПОД ВИНТЫ
5,0 / 3,5

5.539.04 П/Л  134x14x4,5 мм 4 отв.

5.539.05 П/Л  152x14x4,5 мм 5 отв.


5.539.06 П/Л  170x14x4,5 мм 6 отв.

5.539.07 П/Л  188x14x4,5 мм 7 отв.

5.539.08 П/Л  206x14x4,5 мм 8 отв.

5.539.09 П/Л  224x14x4,5 мм 9 отв.

5.539.10 П/Л  242x14x4,5 мм 10 отв.



Пластина L-образная дистальная
тибиальная антеро-латеральная
для большеберцовой кости
с угловой стабильностью
правая/левая



ПОД ВИНТЫ
3,5 / 4,0

5.540.06 П/Л  93x14x4 мм 6 ОТВ.

5.540.07 П/Л  106x14x4 мм 7 ОТВ.

5.540.08 П/Л  119x14x4 мм 8 ОТВ.

5.540.09 П/Л  132x14x4 мм 9 ОТВ.

5.540.10 П/Л  145x14x4 мм 10 ОТВ.

5.540.11 П/Л  158x14x4 мм 11 ОТВ.

5.540.12 П/Л  171x14x4 мм 12 ОТВ.

5.540.13 П/Л  184x14x4 мм 13 ОТВ.





**Пластина L-образная опорная
с угловой стабильностью
правая/левая**



ПОД ВИНТЫ

5,0

5.541.03 П/Л 71x16x2,5 мм 3 отв.

5.541.05 П/Л 103x16x2,5 мм 5 отв.

5.541.04 П/Л 87x16x2,5 мм 4 отв.

5.541.06 П/Л 119x16x2,5 мм 6 отв.



**Пластина T-образная опорная
с угловой стабильностью**



ПОД ВИНТЫ

5,0 / 4,5

5.542.03 71x17x3 мм 3+3 отв.

5.542.05 102x17x3 мм 3+5 отв.

5.542.04 86x17x3 мм 3+4 отв.

5.542.06 118x17x3 мм 3+6 отв.



**Пластина L-образная
тибиальная проксимальная
с угловой стабильностью
правая/левая**



ПОД ВИНТЫ

5,0 / 6,5

5.543.04 П/Л  83x14x4 мм 4 отв.

5.543.05 П/Л  101x14x4 мм 5 отв.

5.543.06 П/Л  119x14x4 мм 6 отв.


5.543.07 П/Л  137x14x4 мм 7 отв.

5.543.08 П/Л  155x14x4 мм 8 отв.

5.543.09 П/Л  173x14x4 мм 9 отв.

5.543.10 П/Л  191x14x4 мм 10 отв.

5.543.12 П/Л  227x14x4 мм 12 отв.





**Пластина L-образная
проксимальная для
большеберцовой кости с угловой
стабильностью правая/левая**



ПОД ВИНТЫ

3,5

5.544.04 П/Л  83x11x3,5 мм 4 отв.

5.544.05 П/Л  96x11x3,5 мм 5 отв.

5.544.109.06 П/Л  135x11x3,5 мм 8 отв.

5.544.122.07 П/Л  100x11x3,5 мм 6 отв.

5.544.135.08 П/Л  115x11x3,5 мм 7 отв.

5.544.100.06 П/Л  130x11x3,5 мм 8 отв.

5.544.115.07 П/Л  148x11x3,5 мм 9 отв.

5.544.130.08 П/Л  161x11x3,5 мм 10 отв.

5.544.09 П/Л  109x11x3,5 мм 6 отв.


5.544.10 П/Л  122x11x3,5 мм 7 отв.

5.544.12 П/Л  187x11x3,5 мм 12 отв.

5.544.14 П/Л  213x11x3,5 мм 14 отв.

5.544.16 П/Л  239x11x3,5 мм 16 отв.





**Пластина опорная
мышцелковая с угловой
стабильностью правая/левая**



ПОД ВИНТЫ

5,0

5.545.06 П/Л  180x18x7 мм 6 отв.

5.545.08 П/Л  220x18x7 мм 8 отв.

5.545.09 П/Л  240x18x7 мм 9 отв.

5.545.10 П/Л  260x18x7 мм 10 отв.

5.545.11 П/Л  280x18x7 мм 11 отв.

5.545.12 П/Л  300x18x7 мм 12 отв.





**Пластина опорная
мышцелковая для бедра
с угловой стабильностью
правая/левая**



ПОД ВИНТЫ

5,0

5.546.06 П/Л  190x16x6,5 мм 6 отв.


5.546.08 П/Л  230x16x6,5 мм 8 отв.

5.546.09 П/Л  250x16x6,5 мм 9 отв.

5.546.10 П/Л  270x16x6,5 мм 10 отв.

5.546.11 П/Л  290x16x6,5 мм 11 отв.

5.546.12 П/Л  310x16x6,5 мм 12 отв.





**Пластина опорная мышцелковая
для бедренной кости с угловой
стабильностью правая/левая**



ПОД ВИНТЫ

5,0 / 7,3

5.547.05 П/Л		143x17,5x6,5 мм	5 отв.
5.547.06 П/Л		161x17,5x6,5 мм	6 отв.
5.547.07 П/Л		179x17,5x6,5 мм	7 отв.
5.547.08 П/Л		197x17,5x6,5 мм	8 отв.
5.547.09 П/Л		217x17,5x6,5 мм	9 отв.
5.547.10 П/Л		234x17,5x6,5 мм	10 отв.
5.547.11 П/Л		252x17,5x6,5 мм	11 отв.
5.547.12 П/Л		270x17,5x6,5 мм	12 отв.





**Пластина опорная мышцелковая для
большеберцовой кости с угловой
стабильностью правая/левая**



ПОД ВИНТЫ

5,0

5.548.03 П/Л  115x14x5 мм 3 отв.

5.548.04 П/Л  133x14x5 мм 4 отв.

5.548.05 П/Л  151x14x5 мм 5 отв.

5.548.06 П/Л  169x14x5 мм 6 отв.

5.548.07 П/Л  187x14x5 мм 7 отв.

5.548.08 П/Л  205x14x5 мм 8 отв.

5.548.09 П/Л  223x14x5 мм 9 отв.

5.548.10 П/Л  241x14x5 мм 10 отв.

5.548.11 П/Л  259x14x5 мм 11 отв.

5.548.12 П/Л  277x14x5 мм 12 отв.





Пластина опорная для латерального
мыщелка большеберцовой кости
с угловой стабильностью
правая/левая



ПОД ВИНТЫ

5,0

5.549.04 П/Л  127x16x4,5 мм 4 отв.

5.549.05 П/Л  147x16x4,5 мм 5 отв.

5.549.06 П/Л  167x16x4,5 мм 6 отв.

5.549.07 П/Л  187x16x4,5 мм 7 отв.

5.549.08 П/Л  207x16x4,5 мм 8 отв.

5.549.09 П/Л  227x16x4,5 мм 9 отв.

5.549.10 П/Л  247x16x4,5 мм 10 отв.

5.549.11 П/Л  267x16x4,5 мм 11 отв.

5.549.12 П/Л  287x16x4,5 мм 12 отв.





**Пластина реконструктивная
пяточная с угловой
стабильностью
правая/левая**



ПОД ВИНТЫ

3,5

5.550.063.15 П/Л  63x2 мм 15 отв.

5.550.071.15 П/Л  71x2 мм 15 отв.

5.550.073.15 П/Л  73x2 мм 15 отв.

5.550.081.15 П/Л  81x2 мм 15 отв.



**Пластина вильчатая
пателлярная с угловой
стабильностью**




ПОД ВИНТЫ
ВИНТЫ В КОМПЛЕКТЕ

5.553.S  Размер S

5.553.L  Размер L

5.553.M  Размер M





Пластина реконструктивная Пилон с угловой стабильностью



ПОД ВИНТЫ

3,5

5.551.04  114x10x2,5 мм 4 отв.

5.551.05  128x10x2,5 мм 5 отв.

5.551.06  142x10x2,5 мм 6 отв.

5.551.07  156x10x2,5 мм 7 отв.

5.551.08  170x10x2,5 мм 8 отв.

5.551.10  198x10x2,5 мм 10 отв.





Пластина проксимальная бедренная анатомическая для шейки бедра с угловой стабильностью правая/левая



ПОД ВИНТЫ

5,0 / 6,5

5.552.03 П/Л  153x18x6 мм 3 ОТВ.

5.552.05 П/Л  197x18x6 мм 5 ОТВ.

5.552.06 П/Л  219x18x6 мм 6 ОТВ.

5.552.07 П/Л  241x18x6 мм 7 ОТВ.

5.552.08 П/Л  263x18x6 мм 8 ОТВ.

5.552.09 П/Л  285x18x6 мм 9 ОТВ.

5.552.10 П/Л  307x18x6 мм 10 ОТВ.

5.552.11 П/Л  329x18x6 мм 11 ОТВ.

5.552.12 П/Л  351x18x6 мм 12 ОТВ.

5.552.13 П/Л  373x18x6 мм 13 ОТВ.



Пластина Z-образная для грудины с угловой стабильностью



ПОД ВИНТЫ

3,5

5.558.108.15  108x2 мм расстояние между отверстиями по ширине 15 мм

5.558.108.20  108x2 мм расстояние между отверстиями по ширине 20 мм

5.558.108.25  108x2 мм расстояние между отверстиями по ширине 25 мм

5.558.133.15  133x2 мм расстояние между отверстиями по ширине 15 мм

5.558.133.20  133x2 мм расстояние между отверстиями по ширине 20 мм

5.558.133.25  133x2 мм расстояние между отверстиями по ширине 25 мм

5.558.158.15  158x2 мм расстояние между отверстиями по ширине 15 мм

5.558.158.20  158x2 мм расстояние между отверстиями по ширине 20 мм

5.558.158.25  158x2 мм расстояние между отверстиями по ширине 25 мм

