

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К АППАРАТУ ИЛИЗАРОВА И АВФ



Болт М6

10.M6.10H  Болт М6*10 (нерж.сталь)

10.M6.16H  Болт М6*16 (нерж.сталь)

10.M6.30H  Болт М6*30 (нерж.сталь)

10.M6.10  Болт М6*10 (с покрытием)

10.M6.16  Болт М6*16 (с покрытием)

10.M6.30  Болт М6*30 (с покрытием)



Болт - спицефиксатор

10.M6П



с пазом

10.M6O



с отверстием



Гайка М6

10.M6H



Гайка М6 (нерж. сталь)

10.M6



Гайка М6 (с покрытием)





Втулка

10.001



Втулка



Балка

10.159



L= 159 мм

10.335



L= 335 мм

10.236



L= 236 мм




+7(987)296-44-96



nealmed@mail.ru

nealmed.ru





Балка с резьбовым хвостовиком

10.131P  L= 131 мм

10.211P  L= 211 мм

10.171P  L= 171 мм

10.251P  L= 251 мм



Муфта

10.020M  Муфта 20 мм

10.060M  Муфта 60 мм

10.040M  Муфта 40 мм





Кронштейны

10.00.2  двухосевой

10.01PO  с резьбовым отверстием 1 отв.

10.02PO  с резьбовым отверстием 2 отв.

10.03PO  с резьбовым отверстием 3 отв.

10.04PO  с резьбовым отверстием 4 отв.

10.01PX  с резьбовым хвостовиком 1 отв.

10.02PX  с резьбовым хвостовиком 2 отв.

10.03PX  с резьбовым хвостовиком 3 отв.

10.04PX  с резьбовым хвостовиком 4 отв.





Планка винтовая

10.002B  2 отв.10.004B  4 отв.10.003B  3 отв.

5/8 кольца

10.130.58  130 мм10.160.58  160 мм10.150.58  150 мм10.180.58  180 мм



Планка

10.02  2 отв.

10.03  3 отв.

10.04  4 отв.

10.05  5 отв.

10.06  6 отв.

10.07  7 отв.

10.08  8 отв.

10.09  9 отв.

10.10  10 отв.





Кольцо

10.100K  100 мм

10.110K  110 мм

10.120K  120 мм

10.130K  130 мм

10.140K  140 мм

10.150K  150 мм

10.160K  160 мм

10.180K  180 мм

10.200K  200 мм

10.220K  220 мм

10.240K  240 мм



Полукольцо

10.100П  100 мм

10.110П  110 мм

10.120П  120 мм

10.130П  130 мм

10.140П  140 мм

10.150П  150 мм

10.160П  160 мм

10.180П  180 мм

10.200П  200 мм

10.220П  220 мм

10.240П  240 мм





Приставка радиусная

10.002P



2 отв.

10.003P



3 отв.



Стержень телескопический

10.150TC



L= 150 mm

10.250TC



L= 250 mm

10.200TC



L= 200 mm

10.300TC



L= 300 mm





Дуга

10.R80  R=80 мм

10.R90  R=90 мм

10.R100  R=100 мм

10.R110  R=110 мм

10.R120  R=120 мм

10.R140  R=140 мм

10.R160  R=160 мм

10.R130  60° R=130 мм

10.R165  60° R=165 мм





Стержень дистракционный

10.040C  L= 40 мм

10.050C  L= 50 мм

10.060C  L= 60 мм

10.080C  L= 80 мм

10.100C  L= 100 мм

10.120C  L= 120 мм





Стержень резьбовой
(соединительный)
с отверстием

10.0600



L= 60 мм

10.1000



L= 100 мм

10.0800



L= 80 мм

10.1200



L= 120 мм



Шайба

10.014П



с пазом d=14 мм

10.012П



прокладочная h=1,5 мм, Ø 12 мм





Стержень резьбовой
(соединительный)
без отверстия

10.060P  L= 60 мм

10.080P  L= 80 мм

10.100P  L= 100 мм

10.120P  L= 120 мм

10.140P  L= 140 мм

10.150P  L= 150 мм

10.160P  L= 160 мм

10.180P  L= 180 мм

10.200P  L= 200 мм

10.220P  L= 220 мм

10.240P  L= 240 мм





Стержень резьбовой конический - винт Шанца.

10.05.100  5,0 мм L=100 мм

10.05.120  5,0 мм L=120 мм

10.05.140  5,0 мм L=140 мм

10.05.160  5,0 мм L=160 мм

10.05.180  5,0 мм L=180 мм

10.05.200  5,0 мм L=200 мм

10.06.100  6,0 мм L=100 мм

10.06.120  6,0 мм L=120 мм

10.06.140  6,0 мм L=140 мм

10.06.160  6,0 мм L=160 мм

10.06.180  6,0 мм L=180 мм

10.06.200  6,0 мм L=200 мм





Стержень метафизарный М6

10.45.090  4,5 мм L=90 мм

10.45.120  4,5 мм L=120 мм

10.45.150  4,5 мм L=150 мм

10.55.090  5,5 мм L=90 мм

10.55.120  5,5 мм L=120 мм

10.55.150  5,5 мм L=150 мм

10.65.120  6,5 мм L=120 мм

10.65.150  6,5 мм L=150 мм

10.65.170  6,5 мм L=170 мм





Стержень метафизарный М6

10.70.110.40  д/голені Ø 7,0x110 мм резьба 40 мм (4,8x2,5 мм)

10.70.110.48  7,0x110 мм резьба 48 мм (4,8x2,5 мм)

10.60.140.30  6,0x140 мм резьба 30 мм (3,8x2,5 мм)

10.60.140.38  6,0x140 мм резьба 38 мм (3,8x2,5 мм)

10.75.170.45  д/бедра Ø 7,5x170 мм резьба 45 мм (5,3x2,5 мм)

10.75.170.55  7,5x170 мм резьба 55 мм (5,3x2,5 мм)

10.75.170.60  7,5x170 мм резьба 60 мм (5,3x2,5 мм)





Стержень диафизарный М6

10.40.090  4,0 мм L=90 мм

10.40.120  4,0 мм L=120 мм

10.40.150  4,0 мм L=150 мм

10.50.090  5,0 мм L=90 мм

10.50.120  5,0 мм L=120 мм

10.50.150  5,0 мм L=150 мм

10.60.120  6,0 мм L=120 мм

10.60.150  6,0 мм L=150 мм

10.60.170  6,0 мм L=170 мм





Стержень диафизарный М6

10.38.90.15  д/предплечья Ø 3,8х90 мм резьба 15 мм (2,6х1,75мм)

10.38.90.20  3,8х90 мм резьба 20 мм (2,6х1,75 мм)

10.54.110.32  д/голени Ø 5,4х110 мм резьба 32 мм (3,6х1,75 мм)

10.54.110.38  5,4х110 мм резьба 38 мм (3,6х1,75 мм)

10.54.110.43  5,4х110 мм резьба 43 мм (3,6х1,75 мм)

10.48.140.28  д/плеча Ø 4,8х140 мм резьба 28 мм (3,2х1,75 мм)

10.48.140.32  4,8х140 мм резьба 32 мм (3,2х1,75 мм)


10.48.140.40  4,8х140 мм резьба 40 мм (3,2х1,75 мм)

10.60.160.45  д/бедра Ø 6,0х160 мм резьба 45 мм (4,2х1,75 мм)

10.60.170.50  6,0х170 мм резьба 50 мм (4,2х1,75 мм)

10.60.170.55  6,0х170 мм резьба 55 мм (4,2х1,75 мм)






Спицы

10.06.100...150П		0,6 мм L=100,150 мм заточка перьевая
10.08.100...150П		0,8 мм L=100,150 мм заточка перьевая
10.10.100...150П		1,0 мм L=100,150 мм заточка перьевая
10.12.150П		1,2 мм L=150 мм заточка перьевая
10.15.250...300П		1,5 мм L=250,300 мм заточка перьевая
10.15.350...400П		1,5 мм L=350,400 мм заточка перьевая
10.18.250...400П		1,8 мм L=250, 300, 350, 400 мм заточка перьевая
10.20.250...400П		2,0 мм L=250, 300, 350, 400 мм заточка перьевая
10.25.250...400П		2,5 мм L=250, 300, 350, 400 мм заточка перьевая
10.35.250...400П		3,5 мм L=250, 300, 350, 400 мм заточка перьевая
10.40.250...400П		4,0 мм L=250, 300, 350, 400 мм заточка перьевая






Спицы

10.06.100...150T		0,6 мм L=100,150 мм заточка трехгранная
10.08.100...150T		0,8 мм L=100,150 мм заточка трехгранная
10.10.100...150T		1,0 мм L=100,150 мм заточка трехгранная
10.12.150T		1,2 мм L=150 мм заточка трехгранная
10.15.250...300T		1,5 мм L=250,300 мм заточка трехгранная
10.15.350...400T		1,5 мм L=350,400 мм заточка трехгранная
10.18.250...400T		1,8 мм L=250, 300, 350,400 мм заточка трехгранная
10.20.250...400T		2,0 мм L=250, 300, 350,400 мм заточка трехгранная
10.25.250...400T		2,5 мм L=250, 300, 350,400 мм заточка трехгранная
10.35.250...400T		3,5 мм L=250, 300, 350,400 мм заточка трехгранная
10.40.250...400T		4,0 мм L=250, 300, 350,400 мм заточка трехгранная





Спицы

10.15.250...350ПУ		1,5 мм L=250,300,350 мм заточка перьевая с упором
10.18.250...400ПУ		1,8 мм L=250,300,350,400 мм заточка перьевая с упором
10.20.250...400ПУ		2,0 мм L=250,300,350,400 мм заточка перьевая с упором
10.15.250...350ТУ		1,5 мм L=250,300,350 мм заточка трехгранная с упором
10.18.250...400ТУ		1,8 мм L=250,300,350,400 мм заточка трехгранная с упором
10.20.250...400ТУ		2,0 мм L=250,300,350,400 мм заточка трехгранная с упором
10.30.400...600Т		3,0 мм L=400,500,600 мм заточка трехгранная
10.20Р		2,0 мм направляющая с резьбой
10.25У		2,5 мм трехгранная с ушком





Сверла

10.112  1,2 мм

10.115  1,5 мм

10.116  1,6 мм

10.118  1,8 мм

10.200  2,0 мм

10.250  2,5 мм

10.270  2,7 мм

10.300  3,0 мм

10.320  3,2 мм

10.350  3,5 мм

10.400  4,0 мм

10.450  4,5 мм

10.480  4,8 мм

10.530  5,3 мм

10.650  6,5 мм

10.450K  4,5 мм канюлированное





Проволока

10.05H  Проволока нержавеющая сталь Ø 0,5 мм моток 10 м

10.08H  Проволока нержавеющая сталь Ø 0,8 мм моток 10 м

10.10H  Проволока нержавеющая сталь Ø 1,0 мм моток 10 м

10.12H  Проволока нержавеющая сталь Ø 1,2 мм моток 10 м

10.05T  Проволока титановый сплав Ø 0,5 мм моток 1 м

10.08T  Проволока титановый сплав Ø 0,8 мм моток 1 м

10.10T  Проволока титановый сплав Ø 1,0 мм моток 1 м

10.12T  Проволока титановый сплав Ø 1,2 мм моток 1 м

