

ПЛАСТИНЫ БЕЗ УГЛОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ



Минипластина фиксируемая винтами



ПОД ВИНТЫ

2,7

2.201.04  36x8x2 мм 4 отв.

2.201.05  44x8x2 мм 5 отв.

2.201.06  52x8x2,2 мм 6 отв.

2.201.07  60x8x2,2 мм 7 отв.

2.201.08  68x8x2,5 мм 8 отв.

2.201.09  76x8x2,5 мм 9 отв.

2.201.10  84x8x2,5 мм 10 отв.





Пластина 1/4 трубчатая



ПОД ВИНТЫ

2,7

2.202.02  15x8x1 мм 2 отв.

2.202.03  23x8x1 мм 3 отв.

2.202.04  31x8x1 мм 4 отв.

2.202.05  39x8x1 мм 5 отв.

2.202.06  47x8x1 мм 6 отв.

2.202.07  55x8x1 мм 7 отв.

2.202.08  63x8x1 мм 8 отв.

2.202.09  71x8x1 мм 9 отв.

2.202.10  79x8x1 мм 10 отв.

2.202.11  87x8x1 мм 11 отв.

2.202.12  95x8x1 мм 12 отв.





Пластина малая прямая
для лучевой, локтевой
и малоберцовой костей
с ограниченным контактом



ПОД ВИНТЫ

3,5 / 4,0

2.205.05  64x11x3,6 мм 5 ОТВ.

2.205.06  77x11x3,6 мм 6 ОТВ.

2.205.07  90x11x3,6 мм 7 ОТВ.

2.205.08  103x11x3,6 мм 8 ОТВ.

2.205.09  116x11x3,6 мм 9 ОТВ.

2.205.10  129x11x3,6 мм 10 ОТВ.

2.205.11  142x11x3,6 мм 11 ОТВ.

2.205.12  155x11x3,6 мм 12 ОТВ.





Пластина прямая для плеча и предплечья облегченная



ПОД ВИНТЫ

3,5 / 4,0

2.206.02  26x10x3 мм 2 отв.

2.206.03  38x10x3 мм 3 отв.

2.206.04  50x10x3 мм 4 отв.

2.206.05  62x10x3 мм 5 отв.

2.206.06  74x10x3 мм 6 отв.

2.206.07  86x10x3 мм 7 отв.

2.206.08  98x10x3 мм 8 отв.

2.206.09  110x10x3 мм 9 отв.

2.206.10  122x10x3 мм 10 отв.

2.206.11  134x10x3 мм 11 отв.

2.206.12  146x10x3 мм 12 отв.





**Пластина прямая для плеча
и предплечья облегченная
с ограниченным контактом**



ПОД ВИНТЫ

3,5 / 4,0

2.207.02  26x10x3 мм 2 ОТВ.

2.207.03  38x10x3 мм 3 ОТВ.

2.207.04  50x10x3 мм 4 ОТВ.

2.207.05  62x10x3 мм 5 ОТВ.

2.207.06  74x10x3 мм 6 ОТВ.

2.207.07  86x10x3 мм 7 ОТВ.

2.207.08  98x10x3 мм 8 ОТВ.

2.207.09  110x10x3 мм 9 ОТВ.

2.207.10  122x10x3 мм 10 ОТВ.

2.207.11  134x10x3 мм 11 ОТВ.

2.207.12  146x10x3 мм 12 ОТВ.





Пластина малая Т-образная



ПОД ВИНТЫ

3,5 / 4,0

2.208.03  50x10x1,5 мм 3 отв.

2.208.05  74x10x1,5 мм 5 отв.

2.208.04  62x10x1,5 мм 4 отв.

2.208.06  86x10x1,5 мм 6 отв.



Пластина малая Т-образная косая



ПОД ВИНТЫ

3,5 / 4,0

2.209.03  52x10x1,5 мм 3 отв.

2.209.05  74x10x1,5 мм 5 отв.

2.209.04  63x10x1,5 мм 4 отв.

2.209.06  86x10x1,5 мм 6 отв.





Пластина «Лист Клевера»



ПОД ВИНТЫ

3,5 / 4,0

2.210.02  72x16x2 мм 2 отв.

2.210.05  120x16x2 мм 5 отв.

2.210.03  88x16x2 мм 3 отв.

2.210.06  136x16x2 мм 6 отв.

2.210.04  104x16x2 мм 4 отв.



Пластина S-образная для фиксации переломов средней трети ключицы правая/левая



ПОД ВИНТЫ

3,5 / 4,0

2.211.06 П/Л  95x10x2 мм 6 отв.

2.212.06 П/Л  112x12x2 мм 6 отв.





Пластина узкая прямая реконструктивная



ПОД ВИНТЫ

3,5

2.213.04  48x10x3 мм 4 отв.

2.213.05  60x10x3 мм 5 отв.

2.213.06  72x10x3 мм 6 отв.

2.213.07  84x10x3 мм 7 отв.

2.213.08  96x10x3 мм 8 отв.

2.213.09  108x10x3 мм 9 отв.

2.213.10  120x10x3 мм 10 отв.

2.213.11  132x10x3 мм 11 отв.

2.213.12  144x10x3 мм 12 отв.

2.213.13  156x10x3 мм 13 отв.

2.213.14  168x10x3 мм 14 отв.

2.213.15  192x10x3 мм 16 отв.

2.213.16  216x10x3 мм 18 отв.





Пластина узкая прямая реконструктивная



ПОД ВИНТЫ

3,5

2.214.05  58x10x2 мм 5 отв.

2.214.06  70x10x2 мм 6 отв.

2.214.07  82x10x2 мм 7 отв.

2.214.08  94x10x2 мм 8 отв.


2.214.09  106x10x2 мм 9 отв.

2.214.10  118x10x2 мм 10 отв.

2.214.11  130x10x2 мм 11 отв.

2.214.12  142x10x2 мм 12 отв.

2.214.14  166x10x2 мм 14 отв.





Пластина узкая прямая реконструктивная



ПОД ВИНТЫ

3,5

2.215.05  60x11x2 мм 5 отв.

2.215.06  72x11x2 мм 6 отв.

2.215.07  84x11x2 мм 7 отв.

2.215.08  96x11x2 мм 8 отв.

2.215.09  108x11x2 мм 9 отв.

2.215.10  120x11x2 мм 10 отв.

2.215.11  132x11x2 мм 11 отв.

2.215.12  144x11x2 мм 12 отв.

2.215.14  168x11x2 мм 14 отв.





Пластина пяточная



ПОД ВИНТЫ
3,5 / 4,0

2.216.14  61x1,5 мм 14 отв.

2.217.14  71x1,5 мм 14 отв.



Пластина крючковидная для левой и правой ключицы



ПОД ВИНТЫ
3,5

2.218.04 П/Л  70x9,5x3,5 мм 4 отв.


2.218.07 П/Л  103x9,5x3,5 мм 7 отв.

2.218.05 П/Л  81x9,5x3,5 мм 5 отв.

2.218.08 П/Л  114x9,5x3,5 мм 8 отв.

2.218.06 П/Л  92x9,5x3,5 мм 6 отв.

2.218.09 П/Л  125x9,5x3,5 мм 9 отв.





Пластина 1/3 трубчатая



ПОД ВИНТЫ
3,5 / 4,0

2.219.02  25x10x1,5 мм 2 отв.

2.219.03  37x10x1,5 мм 3 отв.

2.219.04  49x10x1,5 мм 4 отв.

2.219.05  61x10x1,5 мм 5 отв.

2.219.06  73x10x1,5 мм 6 отв.

2.219.07  85x10x1,5 мм 7 отв.

2.219.08  97x10x1,5 мм 8 отв.

2.219.09  109x10x1,5 мм 9 отв.

2.219.10  121x10x1,5 мм 10 отв.

2.219.11  133x10x1,5 мм 11 отв.

2.219.12  145x10x1,5 мм 12 отв.





Пластина 1/3 трубчатая



ПОД ВИНТЫ

3,5 / 4,0

2.220.04  54x10x1,5 мм 4 отв.

2.220.05  68x10x1,5 мм 5 отв.

2.220.06  82x10x1,5 мм 6 отв.

2.220.07  96x10x1,5 мм 7 отв.


2.220.08  110x10x1,5 мм 8 отв.

2.220.09  124x10x1,5 мм 9 отв.

2.220.10  138x10x1,5 мм 10 отв.

2.220.11  152x10x1,5 мм 11 отв.

2.220.12  166x10x1,5 мм 12 отв.





Пластина реконструктивная
Y-образная правая/левая



ПОД ВИНТЫ
3,5 / 4,0

2.221.12 П/Л  90x10x2 мм 12 отв.



Пластина для фиксации
диафизарно-мышечковых
или мышечковых плечевых
костей правая/левая



ПОД ВИНТЫ
3,5 / 4,0

2.222.06 П/Л  183x14x4 мм 6 отв.

2.222.09 П/Л  240x14x4 мм 9 отв.





Пластина 1/2 трубчатая



ПОД ВИНТЫ

4,5

2.223.02  38x12x1,5 мм 2 отв.

2.223.03  55x12x1,5 мм 3 отв.

2.223.04  71x12x1,5 мм 4 отв.

2.223.05  87x12x1,5 мм 5 отв.

2.223.06  103x12x1,5 мм 6 отв.

2.223.07  119x12x1,5 мм 7 отв.


2.223.08  135x12x1,5 мм 8 отв.

2.223.09  151x12x1,5 мм 9 отв.

2.223.10  167x12x1,5 мм 10 отв.

2.223.11  183x12x1,5 мм 11 отв.

2.223.12  199x12x1,5 мм 12 отв.





Пластина узкая прямая
реконструктивная
(S между отверстиями 16 мм)



ПОД ВИНТЫ

4,5

2.224.04  62x10x2 мм 4 отв.

2.224.05  78x10x2 мм 5 отв.

2.224.06  94x10x2 мм 6 отв.

2.224.07  110x10x2 мм 7 отв.

2.224.08  126x10x2 мм 8 отв.

2.224.09  142x10x2 мм 9 отв.

2.224.10  158x10x2 мм 10 отв.

2.224.12  190x10x2 мм 12 отв.





Пластина узкая прямая
реконструктивная
(S между отверстиями 12 мм)



ПОД ВИНТЫ

4,5

2.225.05  58x10x2 мм 5 отв.

2.225.06  70x10x2 мм 6 отв.

2.225.07  82x10x2 мм 7 отв.

2.225.08  94x10x2 мм 8 отв.

2.225.10  118x10x2 мм 10 отв.

2.225.12  142x10x2 мм 12 отв.





Пластина реконструктивная для костей таза



ПОД ВИНТЫ

4,5

2.226.04  48x11x2 мм 4 отв.

2.226.05  60x11x2 мм 5 отв.

2.226.06  72x11x2 мм 6 отв.

2.226.07  84x11x2 мм 7 отв.


2.226.08  96x11x2 мм 8 отв.

2.226.09  108x11x2 мм 9 отв.

2.226.10  120x11x2 мм 10 отв.

2.226.11  132x11x2 мм 11 отв.

2.226.12  144x11x2 мм 12 отв.






Пластина реконструктивная изогнутая R 88



ПОД ВИНТЫ

4,5

2.227.04		59x10,5x3 мм	4 отв.
2.227.06		89x10,5x3 мм	6 отв.
2.227.08		116x10,5x3 мм	8 отв.
2.227.10		140x10,5x3 мм	10 отв.
2.227.12		159x10,5x3 мм	12 отв.
2.227.14		174x10,5x3 мм	14 отв.





Пластина реконструктивная изогнутая R 108



ПОД ВИНТЫ

4,5

2.228.04  59x10,5x3 мм 4 отв.

2.228.06  90x10,5x3 мм 6 отв.

2.228.08  119x10,5x3 мм 8 отв.

2.228.10  145x10,5x3 мм 10 отв.

2.228.12  169x10,5x3 мм 12 отв.

2.228.14  189x10,5x3 мм 14 отв.





Пластина L-образная правая/левая


2.229.04 П/Л  84x16x2 мм 4 отв.

2.229.05 П/Л  100x16x2 мм 5 отв.

2.229.06 П/Л  116x16x2 мм 6 отв.

2.229.07 П/Л  132x16x2 мм 7 отв.

2.229.08 П/Л  148x16x2 мм 8 отв.





Пластина L-образная опорная правая/левая


2.230.04 П/Л  87x14x2 мм 4 отв.

2.230.05 П/Л  103x14x2 мм 5 отв.

2.230.06 П/Л  119x14x2 мм 6 отв.

2.230.07 П/Л  135x14x2,5 мм 7 отв.

2.230.08 П/Л  151x14x2,5 мм 8 отв.





Пластина Т-образная

2.231.03  68x16x2 мм 3 отв.

2.231.04  84x16x2 мм 4 отв.

2.231.05  100x16x2 мм 5 отв.

2.231.06  116x16x2 мм 6 отв.

2.231.07  132x16x2 мм 7 отв.

2.231.08  148x16x2 мм 8 отв.





Пластина Т-образная опорная


2.232.04  87x14x2 мм 4 отв.


2.232.05  103x14x2 мм 5 отв.

2.232.06  119x14x2 мм 6 отв.

2.232.07  135x14x2,5 мм 7 отв.

2.232.08  151x14x2,5 мм 8 отв.






Пластина для дистального отдела бедра

2.233.06  158x18x4 мм 6 отв.

2.233.07  174x18x4 мм 7 отв.


2.233.08  190x18x4 мм 8 отв.






**Пластина опорная
мышцелковая с ограниченным
контактом правая/левая**

2.234.06 П/Л		диаф.ч. 124x18x7 мм	6отв.
2.234.08 П/Л		диаф.ч. 164x18x7 мм	8отв.
2.234.10 П/Л		диаф.ч. 204x18x7 мм	10 отв.
2.234.12 П/Л		диаф.ч. 244x18x7 мм	12 отв.





Пластина опорная для латерального
мышцелка большеберцовой кости
с ограниченным контактом
правая/левая



ПОД ВИНТЫ
4,5 / 6,5

2.235.06 П/Л  диаф.часть 100x14x4,5 мм 6 отв.

2.235.08 П/Л  диаф.часть 132x14x4,5 мм 8 отв.

2.235.10 П/Л  диаф.часть 164x14x4,5 мм 10 отв.

2.235.12 П/Л  диаф.часть 196x14x4,5 мм 12 отв.





Пластина узкая прямая для голени

2.236.04  71x12x4 мм 4 отв.

2.236.05  87x12x4 мм 5 отв.

2.236.06  103x12x4 мм 6 отв.

2.236.07  119x12x4 мм 7 отв.

2.236.08  135x12x4 мм 8 отв.


2.236.09  151x12x4 мм 9 отв.

2.236.10  167x12x4 мм 10 отв.

2.236.11  183x12x4 мм 11 отв.

2.236.12  199x12x4 мм 12 отв.

2.236.13  215x12x4 мм 13 отв.





Пластина узкая прямая для голени с ограниченным контактом

2.237.04  71x12x4 мм 4 отв.

2.237.05  87x12x4 мм 5 отв.

2.237.06  103x12x4 мм 6 отв.

2.237.07  119x12x4 мм 7 отв.

2.237.08  135x12x4 мм 8 отв.


2.237.09  151x12x4 мм 9 отв.

2.237.10  167x12x4 мм 10 отв.

2.237.11  183x12x4 мм 11 отв.

2.237.12  199x12x4 мм 12 отв.

2.237.13  215x12x4 мм 13 отв.





**Пластина узкая прямая
для голени с ограниченным
контактом**

2.238.06  103x14x4,5 мм 6 отв.

2.238.07  119x14x4,5 мм 7 отв.

2.238.08  135x14x4,5 мм 8 отв.


2.238.09  151x14x4,5 мм 9 отв.

2.238.10  167x14x4,5 мм 10 отв.

2.238.11  183x14x4,5 мм 11 отв.

2.238.12  199x14x4,5 мм 12 отв.

2.238.13  215x14x4,5 мм 13 отв.





Пластина узкая прямая
для большеберцовой кости
с ограниченным контактом

2.239.06  106x13,5x4,5 мм 6 отв.

2.239.07  124x13,5x4,5 мм 7 отв.

2.239.08  142x13,5x4,5 мм 8 отв.

2.239.09  160x13,5x4,5 мм 9 отв.

2.239.10  178x13,5x4,5 мм 10 отв.


2.239.11  196x13,5x4,5 мм 11 отв.

2.239.12  214x13,5x4,5 мм 12 отв.

2.239.13  232x13,5x4,5 мм 13 отв.

2.239.14  250x13,5x4,5 мм 14 отв.

2.239.15  268x13,5x4,5 мм 15 отв.





Пластина узкая прямая
усиленная с ограниченным
контактом

2.240.06  100x14x4,5 мм 6 отв.

2.240.07  116x14x4,5 мм 7 отв.

2.240.08  132x14x4,5 мм 8 отв.

2.240.09  148x14x4,5 мм 9 отв.

2.240.10  164x14x4,5 мм 10 отв.

2.240.11  180x14x4,5 мм 11 отв.

2.240.12  196x14x4,5 мм 12 отв.





Пластина широкая прямая для бедра

2.241.05  87x16x6 мм 5 отв.

2.241.06  103x16x6 мм 6 отв.

2.241.07  119x16x6 мм 7 отв.

2.241.08  135x16x6 мм 8 отв.

2.241.09  151x16x6 мм 9 отв.

2.241.10  167x16x6 мм 10 отв.

2.241.11  183x16x6 мм 11 отв.


2.241.12  199x16x6 мм 12 отв.

2.241.13  215x16x6 мм 13 отв.

2.241.14  231x16x6 мм 14 отв.

2.241.15  247x16x6 мм 15 отв.

2.241.16  263x16x6 мм 16 отв.





**Пластина широкая прямая
для бедра с ограниченным
контактом**

2.242.05  87x16x6 мм 5 отв.

2.242.06  103x16x6 мм 6 отв.

2.242.07  119x16x6 мм 7 отв.

2.242.08  135x16x6 мм 8 отв.

2.242.09  151x16x6 мм 9 отв.

2.242.10  167x16x6 мм 10 отв.

2.242.11  183x16x6 мм 11 отв.


2.242.12  199x16x6 мм 12 отв.

2.242.13  215x16x6 мм 13 отв.

2.242.14  231x16x6 мм 14 отв.

2.242.15  247x16x6 мм 15 отв.

2.242.16  263x16x6 мм 16 отв.





Пластина широкая прямая с ограниченным контактом

2.243.09  151x18x6 мм 9 отв.

2.243.10  167x18x6 мм 10 отв.

2.243.11  183x18x6 мм 11 отв.

2.243.12  199x18x6 мм 12 отв.

2.243.13  215x18x6 мм 13 отв.

2.243.14  231x18x6 мм 14 отв.

2.243.15  247x18x6 мм 15 отв.

2.243.16  263x18x6 мм 16 отв.





Пластина широкая прямая
усиленная с ограниченным
контактом

2.244.08  164x18x7,5 мм 8 отв.

2.244.09  184x18x7,5 мм 9 отв.

2.244.10  204x18x7,5 мм 10 отв.


2.244.11  224x18x7,5 мм 11 отв.

2.244.12  244x18x7,5 мм 12 отв.

2.244.13  264x18x7,5 мм 13 отв.

2.244.14  284x18x7,5 мм 14 отв.

2.244.15  304x18x7,5 мм 15 отв.





Пластина широкая прямая для бедра с ограниченным контактом

2.245.06  106x17,5x5,5 мм 6 отв.

2.245.07  124x17,5x5,5 мм 7 отв.

2.245.08  142x17,5x5,5 мм 8 отв.

2.245.09  160x17,5x5,5 мм 9 отв.

2.245.10  178x17,5x5,5 мм 10 отв.

2.245.11  196x17,5x5,5 мм 11 отв.


2.245.12  214x17,5x5,5 мм 12 отв.

2.245.13  232x17,5x5,5 мм 13 отв.

2.245.14  250x17,5x5,5 мм 14 отв.

2.245.15  268x17,5x5,5 мм 15 отв.

2.245.16  286x17,5x5,5 мм 16 отв.





**Микропластина прямая
реконструктивная
восьмиобразная**



ПОД ВИНТЫ

4,5

2.246.02P



25x10x2 мм 2 отв.

2.247.02P



27x10x2 мм 2 отв.



**Микропластина
восьмиобразная
профилированная**



ПОД ВИНТЫ

4,5

2.248.02П



25x10x2 мм 2 отв.

2.249.02П



27x10x2 мм 2 отв.

