

ШАЙБЫ ПОД ВИНТЫ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА



Шайба зубчатая большая



1.012.74



(наружный Ø 12 мм, внутренний Ø 7,4 мм используется
с кортикальными винтами Ø 4,5 и спонгиозными винтами Ø 6,5 мм)





Шайба зубчатая малая

1.008.42



(наружный Ø 8 мм, внутренний Ø 4,2 мм используется
с кортикальными винтами Ø 3,5 и спонгиозными винтами Ø 4,0 мм)




Шайба плоская большая

1.013.71



(наружный Ø 13 мм, внутренний Ø 7,1 мм, высота шайбы 1,5 мм,
используется под кортикальные винты Ø 4,5;
спонгиозные винты Ø 6,5 мм и канюлированные винты Ø 7,0 мм)





Шайба плоская малая

1.009.46



(наружный Ø 9 мм, внутренний Ø 4,6 мм, высота шайбы 1,5 мм,
используется под кортикальные винты Ø 3,5;
спонгиозные винты Ø 4,0 и канюлированные винты Ø 4,0/4,5 мм)



Шайба

1.012.71



(наружный Ø 12 мм, внутренний Ø 7,1 мм, высота шайбы 4 мм,
используется под спонгиозные и канюлированные винты Ø 6,5/ 7,0 мм)

